НАЗОРИГ®
КАПКИ ЗА НОС

Терапия за носна лигавица

Съдържа

OZOILE®
ERBAGIL PATENT
Стабилни озониди

НАЗОРИГ® капки за нос е медицинско изделие за протекция, деконгестия (отпушване), и дезинфекция (унищожаване на болестотворните микроби) на носните кухини, показано за профилактика и лечение както на остри, така и на хронични назофарингеални заболявания в случай на дразнене, оток, сърбеж, парене, прекомерно образуване на секрет. Създава защитен мукоадхезивен липиден филм, враждебен за патогенни микроорганизми. Възстановява доброто състояние и регенерира носната лигавица.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ:
OZOILE® (Стабилни озониди), вода (озонирана), ментол, натриев хлорид.

OZOILE® облекчава дразненето и сърбежа. Доставя кислород локално и създава неблагоприятна среда за патогени микроорганизми. Противодейства на зачервяването, сърбежа, парането, подуването (отока), десквамацията (люпенето) и протичащите дегенеративни процеси.

МЕНТОЛ
Освежаващо и аналгетично действие, което създава усещане за облекчение.

НАТРИЕВ ХЛОРИД
Неговото присъствие в разтвор стимулира привличането на осмозна вода от конгестивната (набъбналата) лигавица и втечнява секрета, улеснявайки неговото отстраняване.

ИНСТРУКЦИИ
НАЗОРИГ® капки за нос е медицинско изделие за протекция, деконгестия (отпушване) и дезинфекция (унищожаване на болестотворните микроби) на носните кухини, показано за профилактика и лечение както на остри, така и на хронични назофарингеални заболявания, характеризиращи се с дразнене, оток, сърбеж, парене, прекомерно образуване на секрет. Иновативна формула, която помага в случай на грипоподобни синдроми, причинени от изстиване, алергени или замърсители от околната среда и последствия от хирургични УНГ интервенции.

НАЗОРИГ® капки за нос отбъбва носните проходи, намалява запушването и регулира секрецията чрез стимулирането на осмотичен обмен, който благоприятства привличането на течности от лигавицата и втечнява секрета, улеснявайки неговото отстраняване. Формулата на Назориг с Ozoile® поддържа лигавицата добре хидратирана и има изразено антимикробно и защитно действие, създавайки мукоадхезивен липиден филм, враждебен за патогенни микроорганизми, който възстановява доброто състояние на носните кухини.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
НАЗОРИГ® капки за нос се съдържа в бутилка, оборудвана с капкомер. Внимателно почистете носа преди приложение. За да приложите продукта, стиснете горната част на капкомера, за да се напълни накрайника с продукта. Наклонете главата назад и поставете 2-3 капки във всяка ноздра. Прилагайте 2-3 пъти дневно или според указанията на Вашия лекар. Препоръчително е да използвате продукта повече пъти през деня дори на по-кратки интервали. Преди лягане повторете приложението. Изплаквайте капкомера в края на всяка употреба, като го поставите под струя гореща вода. След измиване затворете внимателно бутилката. Назориг е натурален продукт. Поради липсата на фармакологичен механизъм на действие не предизвиква пристрастяване и може да се използва често и за продължителни периоди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте това медицинско изделие след изтичане на срока на годност. Не използвайте, ако опаковката изглежда увредена. Избягвайте контакт с очите. При случаен контакт изплакнете обилно с вода. Няма съобщени случаи на сенсибилизация или странични ефекти. Ако забележите такива, моля прекратете употребата и се консултирайте с вашия лекар. Измийте добре ръцете си, преди да използвате медицинското изделие. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Срокът на годност се отнася за интактен (неотварян) и правилно съхраняван продукт. Препоръчва се продуктът да се използва до 6 месеца след отваряне на опаковката.

ОПАКОВКА:
Бутилка с капкомер 20 ml.

БЕЗ ГЛУТЕН
БЕЗ АЛЕРГЕНИ
БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ

SALVIS PHARMA LTD
5, Dimitar Peshev str. 1528 Sofia
BULGARIA
www.ozonoterapia.bg

ERBAGIL s.r.l
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 00 11/2022

MD CE NON STERILE 35°C 5°C

NASORIG®
NASAL DROPS

Therapy of nasal mucosa

with

OZOILE®
ERBAGIL PATENT
Stable Ozonides

NASORIG® NASAL DROPS is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities specific for prevention and treatment of nasopharyngeal affections both acute and chronic in case of irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Creates a protective mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations. Restores the good condition and regenerates the nasal mucosa.

MAIN COMPONENTS
Ozoile® (Stable Ozonides), Aqua (Ozonized), Menthol, Sodium Chloride.

OZOILE® acts on the irritative and itchy state, brings oxygen on site and creates an unfavorable environment to microbiota alterations. Contrasts redness, itching, burning, swelling, desquamation and degenerative processes in progress.

MENTHOL
Refreshing analgesic gives a relief sensation.

SODIUM CLORIDE
Its presence in solution promotes the attraction of osmosis water from the congested mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal.

INSTRUCTIONS
NASORIG NASAL DROPS with Ozoile® is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities, specific for prevention and treatment of both acute and chronic nasopharyngeal affections characterized by irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Innovative formula, it is a valid help in case of flu syndromes, caused by cooling, allergic or environmental pollutants and surgical after-effects in ORL. NASORIG NASAL DROPS decongests the nasal passages, reduces the obstruction and regularizes secretions by promoting an osmotic exchange which favors the attraction of fluids from the mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal. Its formulation with Ozoile® keeps the mucosa well hydrated and it has an important sanitizing and protective action creating a mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations, that restores the good condition of the nasal cavities.

HOW TO USE
NASORIG NASAL DROPS is contained in a bottle equipped with a dropper. Clean the nose gently before application. For the application, squeeze the top of the dropper (teat) to make the product go back inside the cannula. After tilting the head back, instill 2-3 drops in each nostril 2/3 times a day or as directed by your physician. It is recommended to use the product more times during the day even at close range. Before going to bed, repeat the dispensing. Rinse the dropper at the end of each use by positioning it under a jet of hot water. After washing, close the bottle carefully. Cause it is a natural product, thanks to its no pharmacological mechanism of action, it is not addictive and can be used frequently and for prolonged periods.



WARNINGS AND PRECAUTIONS
Keep out of the reach of children. Do not use the device beyond the expiration date. Do not use it if the packaging appears to be damaged. Avoid the contact with eyes, in case of accidental contact rinse thoroughly with water. There are no cases of sensitization or side effects, if this phenomenon occurs please discontinue use and consult your physician. Wash your hands well before using the medical device. Store in a cool, dry place, away from heat sources and direct sunlight. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. After opening it is recommended to use the product within 6 months.

PACKAGE
Bottle with a dropper 0.7 fl. OZ

GLUTEN FREE
NO ALLERGENS
NO COLOURS

SALVIS PHARMA LTD
5, Dimitar Peshev str. 1528 Sofia
BULGARIA
www.ozonoterapia.bg

ERBAGIL s.r.l
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 00 11/2022

MD CE NON STERILE 5°C 35°C