

HAZORIG®

СПРЕЙ ЗА НОС

ERBAGIL

Терапия за
носна лигавица

Съдържа



OZOILE®

ERBAGIL PATENT

Стабилни озониди

HAZORIG® спрей за нос е медицинско изделие за протекция, деконгестия (отпушване) и дезинфекция (унищожаване на болестотворните микроби) на носните кухини, показано за профилактика и лечение както на остри, така и на хронични назофарингеални заболявания в случай на дразнене, оток, сърбеж, парене, прекомерно образуване на секрет. Създава защитен мукоадхезивен липиден филм, враждебен за патогенни микроорганизми. Възстановява доброто състояние и регенерира носната лигавица.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ:

Ozoile® (Стабилни озониди), вода (озонирана), ментол, натриев хлорид.

OZOILE®

Облекчава дразненето и сърбежа. Доставя кислород

локално и създава неблагоприятна среда за патогенни микроорганизми. Противодейства на зачервяването, сърбежа, паренето, подуването (отока), десквамацията (лющенето) и протичащите дегенеративни процеси.

МЕНТОЛ

Освежаващо и аналгетично действие, което създава усещане за облекчение.

НАТРИЕВ ХЛОРИД


Неговото присъствие в разтвор стимулира привличането на осмозна вода от конгестивната (набъбналата) лигавица и втечнява секретата, улеснявайки неговото отстраняване.

ИНСТРУКЦИИ

Назориг спрей за нос с Ozoile® е медицинско изделие за протекция, деконгестия (отпушване) и дезинфекция (унищожаване на болестотворните микроби) на носните кухини, показано за профилактика и лечение както на остри, така и на хронични назофарингеални заболявания, характеризиращи се с дразнене, оток, сърбеж, парене, прекомерно образуване на секрет. Иновативна формула, която помага в случай на грипозодобни синдроми, причинени от изстиване, алергени или замърсители от околната среда и последствия от хирургични УНГ интервенции. Назориг спрей за нос отбъбва носните проходи, намалява запушването и регулира секретията чрез стимулирането на осмотичен обмен, който благоприятства привличането на течности от лигавицата и втечнява секретата, улеснявайки неговото отстраняване. Формулата на Назориг с Ozoile® поддържа лигавицата добре хидратирана и има изразено антимикробно и защитно действие, създавайки мукоадхезивен липиден филм, враждебен за патогенни микроорганизми, който възстановява доброто състояние на носните кухини.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1) Отстранете чрез издърпване нагоре прозрачната защитна капачка (a) и стандартния спрей дозатор (b).



2) Поставете назалния накрайник и отстранете неговата протективна капачка (c).

Впръскайте Назориг спрей за нос 1 или 2 пъти във всяка ноздра, издухайте внимателно носа, след което повторете впръскването.



Преди да използвате Назориг спрей за нос за първи път, го задействайте няколко пъти, докато се отдели спрей. Препоръчително е да използвате продукта повече пъти през деня дори на по-кратки интервали. Преди лягане повторете приложението. Изплаквайте назалния накрайник в края на всяка употреба, като го поставите под струя гореща вода. След изплакване отново поставете защитната капачка. Назориг е натурален продукт. Поради липсата на фармакологичен механизъм на действие не предизвиква пристрастяване и може да се използва често и за продължителни периоди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте това медицинско изделие след изтичане на срока на годност. Не използвайте, ако опаковката изглежда увредена. Избягвайте контакт с очите. При случаен контакт изплакнете обилно с вода.

Няма съобщени случаи на сенсибилизация или странични ефекти. Ако забележите такива, моля прекратете употребата и се консултирайте с вашия лекар. Измийте добре ръцете си, преди да използвате медицинското изделие. Внимателно затваряйте флакона след употреба. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Срокът на годност се отнася за интактен (неотварян) и правилно съхраняван продукт. Препоръчва се продуктът да се използва до 6 месеца след отваряне на опаковката.

ОПАКОВКА:

Флакон 20 ml



БЕЗ ГЛУТЕН
БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ
БЕЗ АЛЕРГЕНИ



Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Bn) - Italy
www.erbagil.com - info@erbagil.com

Дистрибутор: Салвис Фарма ООД, ул. "Д.Пешев" 5,
1528 София, България, тел.: +35929732299

NASORIG®

NASAL SPRAY

ERBAGIL

Therapy of
nasal mucosa

with



OZOILE®
ERBAGIL PATENT
Stable Ozonides

NASORIG® nasal spray is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities specific for prevention and treatment of nasopharyngeal affections both acute and chronic in case of irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Creates a protective mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations. Restores the good condition and regenerates the nasal mucosa.

MAIN COMPONENTS

Ozoile® (Stable Ozonides), Aqua (Ozonized), Menthol, Sodium Chloride.

OZOILE®

It acts on the irritative and itchy state, brings oxygen on site and creates an unfavorable environment to microbiota alterations. Contrasts redness, itching, burning, swelling, desquamation and degenerative processes in progress.

MENTHOL

Refreshing analgesic gives a relief sensation.

SODIUM CHLORIDE

Its presence in solution promotes the attraction of osmosis water from the congested mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal.

INSTRUCTIONS


Nasorig® nasal spray with Ozoile® is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities, specific for prevention and treatment of both acute and chronic nasopharyngeal affections characterized by irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Innovative formula, it is a valid help in case of flu syndromes, caused by cooling, allergic or environmental pollutants and surgical after-effects in ORL. Nasorig® nasal spray decongests the nasal passages, reduces the obstruction and regularizes secretions by promoting an osmotic exchange which favors the attraction of fluids from the mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal.

Its formulation with Ozoile® keeps the mucosa well hydrated and it has an important sanitizing and protective action creating a mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations, that restores the good condition of the nasal cavities.

HOW TO USE

1) Remove the transparent protection cap (a) and the classic spray dispenser (b) by pulling upwards.

2) Place the nasal spray dispenser on the plunger (c) and remove its protective cap.



Apply Nasorig® nasal spray as needed 1 or 2 puffs per nostril, blow nose gently, then repeat the application.



Before using Nasorig® nasal spray for the first time, activate it several times until the spray is released. It is recommended to use the product more times during the day even at close range. Before going to bed, repeat the dispensing. Rinse the dispenser at the end of each use by positioning it under a jet of hot water then cover the dispenser with the protective cap.

Cause it is a natural product, thanks to its no pharmacological mechanism of action, it is not addictive and can be used frequently and for prolonged periods.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Keep out of the reach of children. Do not use the device beyond the expiration date. Do not use it if the packaging appears to be damaged. Avoid the contact with eyes, in case of accidental contact rinse thoroughly with water.

There are no cases of sensitization or side effects, if this phenomenon occurs please discontinue use and consult your physician. Wash your hands well before using the medical device. Carefully close the bottle after use. Store in a cool, dry place, away from heat sources and direct sunlight. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. After opening it is recommended to use the product within 6 months.

PACKAGE

Bottle 0.7 fl. OZ.



GLUTEN FREE NO ALLERGENS
NO COLOURS



Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Bn) - Italy
www.erbagil.com - info@erbagil.com